

Instrucciones para el paciente


La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

Inicio a las:

PASO 1


- Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el recipiente desechable.
- Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.

Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber. La solución reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas posteriores a la preparación.



PASO 2

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta completar todo el litro.
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia.



Inicio a las:

- Repita los pasos 1 y 2.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al _____.

MoviPrep está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anomalías electrolíticas, en pacientes con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más frecuentes observadas con la administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal.

MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.

Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.



Sitio web: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Tel. • 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU. MOV 06/04

MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.